

Akademikliniken valde eMatrix

Det finns få kliniker i Europa som ställer så oerhört höga krav på sina leverantörer som Akademikliniken. Detta i kombination med extremt duktig och kunnig personal har skapat en av världens största och ledande kliniker.

Därför kan vi stolt informera dig om att Akademikliniken idag har tre eMatrix system efter en utvärdering av systemets kapacitet under en 8 månaders period.

Akademikliniken kräver att systemet är säkert, effektivt och ger förutsägbara resultat snabbt och med så små biverkningar som möjligt. eMatrix uppfyller alla dessa krav och har gett dem nya unika möjligheter som deras befintliga lasersystem inte kunnat tillgodose.

Vill du också erbjuda estetiska lösningar i elitklass så behöver du ett system som eMatrix redan idag.

SUBLATIVE
REJUVENATION

kraft
medical

040-20 64 70 - Kalendegatan 25 - 211 35 Malmö - info@jkraft.se
www.kraftmedical.se www.syneron.se

ematrixTM
SUBLATIVE
REJUVENATION

Årets hetaste nyhet!
Reducera akneärr,
stora porer och rynkor

SyneronTM
Powered by elös

SUBLATIVE

REJUVENATION

En ny era inom det medicin-estetiska området har skapats tack vare Synerons duktiga och innovativa forskare. Under de senaste fem åren har Syneron utvecklat en helt ny teknologi som ersätter tre av de vanligaste laserteknologierna på marknaden. Allt förpackat i ett intelligent och läckert system - eMatrix.

Som första företag i världen kan vi stolt presentera fraktionerad Bi-Polarisk Radiofrekvens som utför vaperisering, koagulering och generell uppvärmning beroende på vilket program som körs. Detta kallar vi för *Select Pulse* - en innovation som skapar helt nya förutsättningar för dig och din klinik.

Eftersom Radiovågor når mycket djupare ner i vävnaden än laser så skapar vi helt nya behandlingsmöjligheter; något vi kallar för *Sublative Rejuvenation*. Alla andra lasersystem har störst inverkan på Epidermis och således också lång läkningstid. Med eMatrix är läkningstiden endast 2-3 dagar och efter 24h kan make-up appliceras utan problem.

Tack vare den stora inverkan på Dermis så påverkar vi kollagensyntesen maximalt med jättefina resultat på akne-är; rynkor och stora porer. Just nu pågår flera parallella

studier på nya behandlingsindikationer för att upptäcka ännu fler fördelar med denna unika teknologi.

En av de riktigt stora fördelarna är möjligheten att kunna behandla mörka hudtyper utan de problematiska sideeffekter som lasern orsakar. Detta beror på att radiovågorna är "färgblind" och absorberas inte av hudens pigment.

I jämförelse med laser och IPL upplevs denna behandling som nästan helt smärtfri och det är sällan bedövningssalva eller liknande behövs. Dessutom är den otroligt snabb. Ett helt ansikte behandlas på endast 25 minuter.

Den innovativa pekskärmen gör det extra roligt att arbeta med eMatrix. Dessutom kan patienterna följa med och känna sig mycket mer delaktiga i hela processen. eMatrix pratar dessutom med dig och ger dig vägledning genom hela behandlingen. Utan tvekan är detta marknadens mest intelligenta system med en rad finesser som du bara förstår när vi visar och förklarar hur eMatrix fungerar.

Passa på och kom till vår DiscoveryDay i Stockholm. Läs mer på nästa sida...



 **eMatrix™**



 **Syneron™**
Powered by elos

Inbjudan till vår DiscoveryDay i Stockholm den 17 mars

Unikt tillfälle att upptäcka det absolut hetaste på marknaden just nu. Under ca 2 timmar kommer vi att genomföra en presentation och utföra en demobehandling med nya eMatrix. Denna presentation är helt gratis, men då det finns begränsat antal platser så kan endast 2st från varje klinik delta.

Du måste reservera din plats via mejl eller telefon. Om du mot all förmodan inte kan komma så måste avbokning ske minst fem arbetsdagar innan DiscoveryDay. I annat fall debiteras en avgift på 1000:- ex.moms per person i efterhand.

När, var, hur...?

STOCKHOLM den 17 mars klockan 19.00 - 21.00 på Hotel Sheraton, Haga Salongen 1, konferens.

Du skickar ett mejl till info@jkraft.se (skicka helst mejl, tack), eller ringer 040-20 64 70.

När du skickar mejl så ber vi dig uppge följande information:

- Skriv att det gäller DiscoveryDay den 17 mars.
- Klinikens namn
- Ditt fullständiga för- och efternamn
- Adress
- Postnr och ort
- Mobilnummer
- Antal deltagare

Vi skickar en bekräftelse när vi fått din anmälan via mejl. Får du ingen bekräftelse så har troligtvis inte din anmälan nått oss.

Det är först till kvarn som gäller och det brukar alltid bli fullbokat så var ute i god tid.

 **Syneron™**
Powered by elos